

NARCOTEST EN SALIVA O-SWAB

El test de droga en Saliva O-Swab de Premier Biotech entrega resultados confiables y exactos en minutos. Además, es configurable hasta 16 drogas las cuales se detectan de manera simultánea y en minutos.

Preciso y confiable

El test de droga en saliva O-Swab® es un dispositivo innovador para testear drogas en fluidos orales y está diseñado para realizar pruebas de drogas en el lugar de trabajo de manera más fácil y eficiente. **Con la capacidad de probar hasta 16 drogas a la vez, O-Swab® ofrece resultados claros y fáciles de leer en cuestión de minutos.** Además, su procedimiento de recolección es mínimamente invasivo, lo que reduce la probabilidad de manipulación o trampa en el test. O-Swab® también elimina la necesidad de baños controlados o privados, lo que reduce la asignación de personal y permite que el proceso de prueba sea más cómodo para los donantes.

Configuración a Medida

O-Swab de Premier Biotech facilita la detección de hasta 16 drogas de forma instantánea y simultánea. Detectar múltiples drogas de manera instantánea y simultánea es beneficioso porque ahorra tiempo y recursos en pruebas de drogas, lo que puede ser crucial en situaciones de control y seguridad.



NARCOTEST EN SALIVA O-SWAB

Características:

- **Pruebas rápidas:** Primero, obtén resultados para 16 drogas de abuso en minutos.
- **Paneles de prueba personalizables:** Segundo, elije las drogas específicas que deseas probar.
- **Procedimiento de recolección mínimamente invasivo:** Luego, recolecta muestras de fluido oral con facilidad y comodidad.
- **Colecciones observadas al 100%:** Por otra parte, reduce la probabilidad de manipulación o trampa en la prueba.
- **Resultados claros y fáciles de leer:** Asimismo, interpreta los resultados rápidamente y con precisión.
- **Indicador de saturación:** Asegura una recolección adecuada de la muestra en cada ocasión.
- **Tecnología innovadora:** Por último, Premier Biotech está continuamente mejorando y actualizando sus productos para cumplir con nuevas características de rendimiento y condiciones del mercado.



Detección de THC

El THC al ser una de las drogas más consumidas en Chile presenta un alto riesgo en el ámbito laboral. Es por esto que la detección a tiempo y precisa evitará accidentes laborales importantes. O-Swab entrega una detección exacta a minutos de su consumo.

TABLAS DE CONFIGURACIONES DROGAS Y NIVELES DE CORTES

SUSTANCIAS	NIVELES DE CORTE	SUSTANCIAS	NIVELES DE CORTE
Anfetaminas (AMP)	25-50 ng/ml	Metanfetaminas (MET)	25-50 ng/ml
Barbitúricos (BAR)	50 ng/ml	Metadona (MTD)	30 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	10-20-30 ng/ml	Opiáceos (OPI)	25-40-50 ng/ml
Buprenorfina (BUP)	5 ng/ml	Oxicodona (OXY)	20 ng/ml
Cocaína (COC)	15-20-50 ng/ml	Fenciclidina (PCP)	3-10 ng/ml
Cotinina (COT)	30-50 ng/ml	Propoxifeno (PPX)	30-50 ng/ml
Fentanilo (FYL)	10 ng/ml	Marihuana (THC)	12-30-50 ng/ml
Ketamina (KET)	30-50 ng/ml	Tramadol (TML)	30-50 ng/ml
Éxtasis (MDMA)	40-50 ng/ml	Alcohol (ALC)	0.02%