

TEST DE DROGA EN SALIVA TOX WIPE

El Tox Wipe es una prueba de drogas rápida y fácil de usar que puede detectar la presencia de varias sustancias en la saliva, incluyendo anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, opiáceos, benzodiazepinas y marihuana.




La prueba se realiza en un dispositivo que contiene una tira reactiva y se puede leer en solo unos minutos. Tox Wipe es una herramienta útil para aquellos que necesitan monitorear el uso de drogas en el hogar, en el lugar de trabajo o en entornos clínicos. El paquete incluye instrucciones detalladas para su uso y almacenamiento adecuado.

Para más opciones de test de drogas, consulta la tabla en la página siguiente.

Sustancias	Sigla	Nivel de Corte ng/ml
COCAÍNA	COC	50
MARIHUANA	THC	15-25-40
ANFETAMINAS	AMP	50
BENZODIAZEPINAS	BZO	10
OPIÁCEOS	OPI	50
METANFETAMINAS	MET	50
ÉXTASIS (MDMA)	XTC	100
OXICODONA	OXY	40

SKU:


 Oranoxis



Ejemplo Positivo para:
OPI, COC Y THC

NOTA:

Se recomienda leer cuidadosamente las instrucciones antes de usar la prueba y desecharla después de su uso. También se recomienda no comer, beber ni fumar durante 10 minutos antes de tomar la muestra de saliva.



TEST DE DROGA EN SALIVA TOX WIPE

TABLAS DE CONFIGURACIONES

Si necesita o desea otra configuración con otras opciones, lo invitamos a consultar nuestra tabla de opciones adicionales para encontrar la configuración que mejor se adapte a tus necesidades.

ORANOXIS® (NARCOTEST EN SALIVA)

TOX WIPE	ANÁLISIS DE DROGAS - NIVELES DE CORTES (ng/mL)
7+	Anfetaminas 50 - Opiáceos 50 - Cocaína 50 - Benzoilecgonina 50 - Metanfetamina 50 - Éxtasis 100 - Oxidodona 40 - Benzodiazepinas 10 - Marihuana 15.
6+	Anfetaminas 50 - Opiáceos 50 - Cocaína 50 - Benzoilecgonina 50 - Metanfetamina 50 - Éxtasis 100 - Oxidodona 40 - Benzodiazepinas 10 - Fenciclidina 10 - Marihuana 15.
5+	Anfetaminas 50 - Opiáceos 40 - Cocaína 20 - Benzoilecgonina 25 - Metanfetamina 50 - Éxtasis 100 - Marihuana 15.
6	Anfetaminas 50 - Opiáceos 50 - Cocaína 50 - Benzoilecgonina 50 - Metanfetamina 50 - Éxtasis 100 - Oxidodona 40 - Benzodiazepinas 10 - Fenciclidina 10 - Marihuana 25.
6s	Anfetaminas 50 - Opiáceos 40 - Cocaína 20 - Benzoilecgonina 20 - Metanfetamina 50 - Éxtasis 100 - Benzodiazepinas 10 - Marihuana 40.
5s	Anfetaminas 50 - Opiáceos 40 - Cocaína 20 - Benzoilecgonina 20 - Metanfetamina 50 - Éxtasis 100 - Marihuana 40.
Personalizado	Anfetaminas 35, 100 - Opiáceos 10, 40 - Cocaína 15 - Benzoilecgonina 50 - Metanfetamina 35 - Éxtasis 100 - Benzodiazepinas 10 - Fenciclidina 20 - Marihuana 15, 100.

