

TEST DE DROGA EN ORINA PANEL DE 6 DROGAS + FRASCO

El test rápido multidroga en orina, sirve para la **detección cualitativa simultánea de multiples drogas y sus metabolitos en orina humana**. Inmunoensayo solo para diagnóstico in vitro y utilizado por profesionales de la salud.

El test de multidroga en panel utiliza anticuerpos monoclonales para detectar selectivamente niveles elevados de drogas específicas en orina. También incluye un práctico frasco recolector de orina para mayor comodidad y conveniencia.

CARACTERÍSTICAS

Detección	6 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / BZO / AMP / OPI / MET
Tipos de Matriz	Orina
Duración	2 años
Almacenamiento	2°C a 30°C
Resultado	>5 minutos
Incluye	Test Panel, Frasco estéril de 80ml
Sellado	Hermético
Diagnóstico	Uso forense

NIVELES DE CORTE

Sustancias	Sigla	Nivel Corte ng/ml
COCAÍNA	COC	150
MARIHUANA	THC	50
ANFETAMINAS	AMP	500
OPIÁCEOS	OPI	2.000
METANFETAMINAS	MET	500
BENZODIAZEPINAS	BZO	200

El Test Rápido de Multidroga en Panel conduce un resultado positivo cuando la concentración de la droga en orina supera el nivel de corte específico.



BENEFICIOS

- Precisión Garantizada** Resultados confiables gracias a su tecnología avanzada.
- Adaptable** Adecuado para diferentes contextos y situaciones.
- Rápido** Resultados en minutos para decisiones ágiles.



TEST DE DROGA EN ORINA PANEL DE 12 DROGAS + FRASCO

El test rápido multidrogas en panel es una **solución eficaz y confiable para la detección cualitativa simultánea de hasta 12 drogas** y sus metabolitos en orina humana. También **incluye un conveniente frasco recolector de orina** para garantizar una experiencia de prueba cómoda y sin complicaciones.

CARACTERÍSTICAS

Detección	12 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / BZO / AMP / OPI / MET PCP / MTD / BAR / TCA / MDMA / PPX
Tipos de Matriz	Orina
Duración	2 años
Almacenamiento	2°C a 30°C
Resultado	>5 minutos
Incluye	Test Panel, Frasco estéril de 80ml
Sellado	Hermético
Diagnóstico	Uso forense

NIVELES DE CORTE

Sustancias	Sigla	Nivel Corte ng/ml
COCAÍNA	COC	300
MARIHUANA	THC	50
ANFETAMINAS	AMP	1.000
BENZODIAZEPINAS	BZO	300
OPIÁCEOS	OPI	2.000
METANFETAMINAS	MET	1.000
FENCICLIDINA	PCP	25
METADONA	MTD	300
BARBITÚRICOS	BAR	300
TRICÍCLICOS	TCA	1.000
ÉXTASIS	MDMA	500
PROPOXIFENO	PPX	300



Cara A



Cara B



El Test Rápido de Multidrogas en Panel arroja un resultado positivo cuando la concentración de la droga en la muestra de orina supera el umbral de detección establecido.